



Vivo 2

by Breas

Deux niveaux de pression confortable

Le Vivo 2 est un ventilateur à deux niveaux de pression conçu pour privilégier le confort du patient et la simplicité d'utilisation. Il délivre une ventilation non invasive, personnalisée et confortable, destinée aux patients non dépendants d'une ventilation continue, dans le cadre d'une insuffisance respiratoire chronique/hypoventilation alvéolaire, avec ou sans SAOS associé. Son interface intuitive permet une utilisation simple et accessible. De plus, la diversité des modes et les capacités étendues de monitoring renforcent l'interaction entre le dispositif et les professionnels de santé, permettant une adaptation thérapeutique plus flexible et une optimisation des soins.



Compact

- Une plateforme, trois modèles
 - Léger et Compact
- Humidificateur intégré avec circuit chauffant



Confortable

- Nombreux modes disponibles
 - Pour patients adultes et pédiatriques (>10 kg)
 - Interface Intuitive
 - Données thérapeutiques détaillées
 - Adapté à une utilisation à l'hôpital et au domicile
 - Monitoring renforcé grâce au boîtier d'accessoires Breas



Connecté

- Pour des soins connectés plus intuitifs
- EveryWare – Monitoring cloud sécurisé et modifications des paramètres à distance
 - Logiciel PC Software – Version de bureau avec Live Viewer

Spécifications techniques - Breas Vivo 2

Paramètres/Performances

Modes de ventilation	S, S/T, VS-AI, CPAP, T, PCV+A
Paramètres des profils	Trois profils
IPAP	4-30 cmH ₂ O
EPAP	2-20 cmH ₂ O
Fréquence respiratoire/ fréquence de sécurité	0 à 40 c/min
Temps inspiratoire de sécurité	0,3 à 3 s
Temps de montée/ Pente inspiratoire	1-9, Auto
Déclenchement inspiratoire/ Trigger inspiratoire	1-9, Auto
Déclenchement expiratoire/cyclage	1-9, Auto
Pente expiratoire	1-9, Arrêt
Temps inspiratoire minimum	Arrêt, 0,3 à 3 s
Temps inspiratoire maximum	Arrêt, 0,3 à 3 s
Volume cible	100 à 1500 ml
Rampe (début/fin)	Arrêt, 10 à 60 min
EPAP Auto	Marche/Arrêt, Limite de Pression : EPAP max : +2 à 25 cmH ₂ O, AI : 2 à 23 cmH ₂ O, EPAP min / max : ... 2 à 20 cmH ₂ O, palier EPAP : 0,5 à 2 cmH ₂ O, temps de repos : 2 à 12 min/Arrêt
Niveau de chauffe de l'humidificateur	1-5
Circuit chauffant	Arrêt, 1 à 5
Circuit patient	15 mm, 22 mm, personnalisé
Connexion O ₂ (dispositif)	0 à 30 L/min

Monitoring

Données affichées	Ppointe, EPAP, fuites totales, VMe, Vte, FR totale, I:E, FR spontanée, % spont., temps inspiratoire, pente inspiratoire, SpO ₂ , fréquence cardiaque
-------------------	---

Alimentations

Secteur	100 à 240 V CA
Alimentation externe (CC)	12 à 24 V
Batterie de secours longue durée Xpac (en option)	36 heures (IPAP 20 cmH ₂ O/EPAP 8 cmH ₂ O, FR 15 c/min)

Alarmes

Alarmes	Pression haute, Pression basse, FR élevée, FR basse, VM haute, VM basse, réinhalation/apnée, déconnexion, SpO ₂ élevée, SpO ₂ basse, fréquence cardiaque élevée, fréquence cardiaque basse, panne d'alimentation
---------	--

Dimensions

L x H x P	166 x 185 x 200 mm
Poids	1,6 kg
Niveau sonore (à une pression constante de 10 cmH ₂ O)	Moins de 28 dB(A)

Connectivité et logiciels

Connectivité intégrée	USB
Logiciels compatibles	Logiciel PC software, solution de connectivité à distance EveryWare
Accessoires Plug-and-Play	SpO ₂ , Appel Infirmier, Alarme à Distance, Accessoires Box

Autre

Humidification	Humidificateur intégré
Circuits	Circuits à fuite usage unique et réutilisables avec/sans fil chauffant
Confirmer l'Arrêt	Marche, Arrêt
Démarrage automatique	Marche, Arrêt
Mode Domicile Auto (verrouillage)	Marche, Arrêt
Données d'observance/ thérapeutiques affichées à l'écran en modes domicile et clinique	Données d'observance/d'utilisation, IAH, IA, IH, IPAP, EPAP, fuites totales, Vte, VMe, FR totale, % spont., temps inspiratoire, I:E

Utilisation prévue : Le Vivo 2 est destiné à fournir une ventilation non invasive aux patients pesant plus de 10 kg, dans le cadre d'une insuffisance respiratoire nécessitant une assistance ventilatoire au long cours, avec ou sans syndrome d'apnées obstructives du sommeil. Le Vivo 2 est destiné aux patients présentant une autonomie respiratoire.

Breas, le logo Breas et Vivo by Breas sont des marques déposées de Breas Medical AB. © 2026 Breas Medical AB - Tous droits réservés. Breas Medical se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications et fonctionnalités indiquées ici, ou d'arrêter le produit décrit à tout moment sans préavis ni obligation. Contactez votre représentant Breas pour obtenir les informations les plus récentes.

Émis : Mars 2026. COR-SAL-MAR-000363-Rev9.

